

一氧化氮(NO)含量测定试剂盒说明书

(货号: BP10017F 分光法 48 样 有效期: 3 个月)

一、指标介绍:

一氧化氮 (NO) 广泛分布于生物体内,作为细胞间及细胞内的信息物质,发挥信号传递的作用, 是一种新型的生物信使分子,在机体的生理、病理过程中起着重要的作用。

由于一氧化氮(NO)本身极不稳定,在细胞内很快代谢为硝酸盐和亚硝酸盐,本试剂盒采用硝酸盐还原酶还原硝酸盐为亚硝酸盐,然后与改良的 Griess Reagent 反应生成在 530nm 处有特征吸收峰的有色物质,通过测定其吸光值的变化即可计算出待检样本中总一氧化氮(NO)含量。

二、试剂盒组分与配制:

试剂组分	试剂规格	存放温度	注意事项
提取液	液体 60mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	粉体 2 支	-20℃保存	每支: 1. 开盖前注意使粉体落入底部(可手动甩一甩); 2. 加入 1.5mL 蒸馏水溶解备用; 3. 用不完的试剂分装后-20°C保存,禁止反复冻融,三天内用完。
试剂二	粉体 1 支	-20℃保存	 用盖前注意使粉体落入底部(可手动甩一甩); 加入 1ml 蒸馏水,若一次性用不完,可分-20℃装保存,避免反复冻融。
试剂三	液体 2 支	-20℃避光保存	每支: 1. 第一次开启前务必 8000g 4°C 离心2mim 使试剂落入管底再开盖(避免试剂浪费); 2. 若一次性用不完,可分装-20℃保存,避免反复冻融。
试剂四	粉体 1 瓶	-20℃保存	1. 开盖前注意使粉体落入底部(可手动甩一甩); 2. 加入 4.2mL 蒸馏水溶解。 3. 保存周期与试剂盒有效期相同。
试剂五	液体 12mL×1 瓶	4℃避光保存	1. 临用前,可依据待检测样本数量,把试剂 五和六按照等比例混合成无色的反应 mix (注
试剂六	液体 12mL×1 瓶	4℃避光保存	意观察,若变粉色,则不能使用); 2. 两天之内用完。
标准品	粉体 1 支	4℃避光保存	1. 用天平称取 6.9mg 的标准品至一新 EP 管中, 再加 1mL 蒸馏水溶解即 100µmol/mL; 2. 再用蒸馏水稀释 1000 倍即 0.1µmol/mL, 现 配现用。 3. 溶解后的标品一周内用完。

三、实验器材:

研钵(匀浆机)、冰盒(制冰机)、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅(烘箱、培养箱、金属浴)、

网址: www.bpelisa.com

于 37℃ 预 热

EP 管中依次加



1ml 比色皿、离心管、分光光度计、蒸馏水(去离子水、超纯水均可)。

四、指标测定:

建议先选取 1-3 个差异大的样本(例如不同类型或分组)进行预实验,熟悉操作流程,根据预实验结果确定或调整样本浓度,以防造成样本或试剂不必要的浪费!

1、样本提取

① 组织样本:

称取约 0.1g 组织,加入 1mL 提取液,进行冰浴匀浆, $4^{\circ}C \times 8000$ rpm,离心 10min,取上清液沸水 $(95-100^{\circ}C)$ 5min 后,于 12000 rpm 再离心 5min 后取上清,上清置冰上待测。

【注】: 若增加样本量,可按照组织质量(g):提取液体积(mL)为1:5~10的比例进行提取。

② 细胞/细菌样本:

先收集细菌或细胞到离心管内,离心后弃上清;取 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液;超声波破碎细菌或细胞(冰浴,300W,超声 3s,间隔 7s,总时间 3min); $4^{\circ}C\times8000$ rpm,离心 10min,取上清液沸水 (95-100°C) 5min 后,于 12000 rpm 再离心 5min 后取上清,上清置冰上待测。

【注】:若增加样本量,按照细菌/细胞数量(10⁴个):提取液体积(mL)为500~1000:1的比例进行提取。

③ 液体样本: 若浑浊先离心取澄清上清液液体检测, 若是澄清液体直接检测即可(尿液样本一般需做几个样本预测定, 找出适合本批样本的稀释倍数 D)。

2、检测步骤:

- ① 分光光度计预热 30min 以上(等仪器过自检程序亦可),调节波长至 530nm,蒸馏水调零。
- ② 其余试剂5min。在

5min。在 入:

试剂组分 (μL)	测定管	标准管(做一次)	空白管(做一次)			
试剂一	40	40	40			
试剂二	20	20	20			
试剂三	10	10	10			
样本	120					
标准品		120				
蒸馏水			120			
混匀,37℃反应 60min						
试剂四	80	80	80			
混匀,37℃反应 30min						
反应 mix	400	400	400			
退匀 37°C 游光 反应 15min 全部上海流结移至 1ml 玻璃比角皿 (光						

混匀, 37℃**避光**反应 15min, 全部上清液转移至 1mL 玻璃比色皿 (光 2 1cm) 中,于 530nm 处读取吸光值 A,△A=A 测定-A 空白。

- 【注】1. 若△A 在零附近徘徊,可以增加样本取样量(如增加至 0.2g)。若 A 测定大于 1.5,可对样本用蒸馏水稀释,则改变后的样本质量 W 和稀释倍数 D 需代入计算公式重新计算。
 - 2. 若样本自身为较明显的红色或粉红色,可增设一个样本自身对照管: 120μ L 样本+ 150μ L 蒸馏水+ 400μ L 的反应 mix,混匀, 37° C避光反应 15min,于 530nm 处读取吸光值 A, \triangle A=A 测定-A 对照。
 - 3. 若加完反应 mix 出现浑浊沉淀(如血清样本),可于 5000rpm 室温离心 5min,测定管和空白管都取出全部上清液至 1mL 玻璃比色皿中于 530nm 处读取吸光值 A。

五、结果计算:

1、按样本质量计算:

网址: www.bpelisa.com



NO 含量(μmoL/g 鲜重)=(C 标准×V1)×ΔA÷(A 标准-A 空白)÷(V1÷V×W)×D =0.1×ΔA÷(A 标准-A 空白)÷W×D

2、按蛋白浓度计算:

NO 含量(μmoL/mg prot)=(C 标准×V1)×ΔA÷(A 标准-A 空白)÷(V1÷V×Cpr)×D =0.1×ΔA÷(A 标准-A 空白)÷Cpr×D

3、按液体体积计算:

NO 含量(μmoL/mL)=(C 标准×V1)×ΔA÷(A 标准-A 空白)÷V1×D =0.1×ΔA÷(A 标准-A 空白)×D

4、按细胞/细菌数量计算:

NO 含量(nmoL/10⁴ cell)=(C 标准×V1)×ΔA÷(A 标准-A 空白)÷(V1÷V×500)×D×10³ =0.2×ΔA÷(A 标准-A 空白)×D

C 标准---0.1μmol/mL; V---加入提取液体积, 1mL;

V1---反应中样品体积, 0.12mL; W---样品质量, g;

500---细胞数量, 万; D---稀释倍数, 未稀释即为 1;

Cpr---样本蛋白质浓度,mg/mL,建议使用本公司的BCA蛋白含量检测试剂盒。

网址: www.bpelisa.com