

果糖-6-磷酸激酶(6-phosphofructokinase, PFK)试剂盒说明书

(货号: BP10252W 微板法 96样 有效期: 3个月)

一、指标介绍:

果糖-6-磷酸激酶 (PFK, EC 2.7.1.11) 广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中, 是糖酵解过程的关键酶之一。

PFK 催化果糖-6-磷酸和 ATP 生成果糖-1,6-二磷酸和 ADP, 丙酮酸激酶和乳酸脱氢酶进一步依次催化 NADH 氧化生成 NAD+, 在 340nm 下测定 NADH 下降速率,即可反映 PFK 活性大小。

二、试剂盒的组成和配制:

试剂组分	试剂规格	存放温度	注意事项
提取液	液体 120mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	液体 12mL×1 瓶	4℃保存	
试剂二	粉剂 1 瓶	-20℃保存	1. 开盖前注意使粉体落入底部 (可手动甩一甩); 2. 加入 4.2mL 的蒸馏水溶解备 用; 3. 保存周期与试剂盒有效期相 同。
试剂三	粉剂 4 支	-20℃保存	每支: 1. 临用前 8000g 4°C 离心2mim 使粉剂落入管底(可手动甩一甩); 2. 加入 0.55mL 的蒸馏水溶解备用; 3. 用不完的试剂分装后-20°C保存,禁止反复冻融,三天内用完。
试剂四	粉剂 2 支	-20℃保存	每支: 1. 临用前 8000g 4°C 离心2mim 使粉剂落入管底(可手动甩一甩); 2. 每支再加0.6mL蒸馏水充分溶解备用,可分装冻存,禁止反复冻融; 3. 保存周期与试剂盒有效期相同。
试剂五	液体 2 支	-20℃保存	每支: 1. 临用前 8000g 4°C 离心2mim 使试剂落入管底(可手动甩一甩); 2. 每支再加0.6mL蒸馏水充分混匀备用,可分装冻存,禁止反复冻融; 3. 保存周期与试剂盒有效期相同。

网址: www.bpelisa.com



三、实验器材:

研钵(匀浆机)、冰盒(制冰机)、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅(烘箱、培养箱、金属浴)、 96 孔板、离心管、酶标仪、蒸馏水(去离子水、超纯水均可)。

四、指标测定:

建议先选取 1-3 个差异大的样本(例如不同类型或分组)进行预实验,熟悉操作流程,根据预实验结果确定或调整样本浓度,以防造成样本或试剂不必要的浪费!

1、样本提取:

① 组织样本: 称取约 0.1g 组织, 加入 1mL 提取液, 进行冰浴匀浆。12000rpm, 4℃离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量,可按照组织质量(g):提取液体积(mL)为1:5~10的比例进行提取。

② 细菌/细胞样本: 先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液; 冰浴超声波破碎细菌或细胞(冰浴, 功率 20%或 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 12000rpm, 4℃离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量,可按照细菌/细胞数量(10⁴个):提取液(mL)为1:1000~5000比例进行提取。

③ 血清样本:直接检测。

2、检测步骤:

- ① 酶标仪预热 30min 以上,调节波长至 340nm。
- ② 所有试剂可放在 37℃水浴 5-15min。
- ③ 试剂—和二和三和四和五可按照 100:40:20:10:10 比例配成混合液 (一枪加 180μL 该混合液) (该混合液用多少配多少,现配现用)。
- ④ 依次在96孔板中加入:

试剂组分(μL)	测定管		
试剂一	100		
试剂二	40		
试剂三	20		
试剂四	10		
试剂五	10		
混匀, 37℃下, 孵育 5min 后。			
样本	20		
语句 2700天 10-叶天 240 从注取取火店			

混匀, 37℃下, 10s 时于 340nm 处读取吸光值 A1, 5min 后读取吸光值 A2, △A=A1-A2。

- 【注】1.若 $\triangle A$ 小于 0.01 附近,可以适当延长反应时间 T(如增至 20 min 或更长读取 A2);或适当加大样本加样量 V1(如增至 $50 \mu L$,则试剂一相应减少);或增加样本取样质量 W;则改变后的 T 和 V1 和W 需代入计算公式重新计算。
 - 2.若起始值 A1 太大如超过 2(如颜色较深的植物叶片,一般色素较高,则起始值相对会偏高),可以适当减少样本加样 V1(如由 20μL 减至 10μL,则补充 10μL 蒸馏水或试剂一),则改变后的 V1 需代入计算公式重新计算。或向待测样本中加少许活性炭混匀静置 5min 后 12000rpm, 4℃离心 10min,上清液用于检测。
 - 3.若 A1 值低于 0.6 或 A2 值在 0.25 附近或 \triangle A 大于 0.6,可减少样本加样体积 V1(如减至 10μ L,则补充 10μ L 蒸馏水或试剂一)或减少反应时间 T(如减至 2min 后读取 A2),则改变后的 V1 和 T 代入计算公式重新计算。
 - 4.若下降趋势不稳定,可以每隔 10S 读取一次吸光值,选取一段线性下降的时间段来

网址: www.bpelisa.com



参与计算, 相对应的 A 值也代入计算公式重新计算。

五、结果计算:

1、按样本蛋白浓度计算:

酶活定义: 每毫克组织蛋白每分钟催化 1nmol 果糖-6-磷酸和 1nmolATP 转化为 1nmol 果糖-1,6-二磷酸和 1nmol ADP 定义为一个酶活力单位。

PFK(nmol/min/mg prot)= $[\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V2 \times 10^9] \div (Cpr \times V1 \div V) \div T = 643.1 \times \Delta A \div Cpr$

2、按样本鲜重计算:

酶活定义: 每克组织每分钟催化 1nmol 果糖-6-磷酸和 1nmolATP 转化为 1nmol 果糖-1,6-二磷酸和 1nmol ADP 定义为一个酶活力单位。

PFK(nmol/min/g 鲜重)= $[\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V2 \times 10^9] \div (W \times V1 \div V) \div T = 643.1 \times \Delta A \div W$

3、按细菌/细胞密度计算:

酶活定义:每1万个细菌或细胞每分钟催化 1nmol 果糖-6-磷酸和 1nmolATP 转化为 1nmol 果糖-1,6-二磷酸和 1nmol ADP 定义为一个酶活力单位。

PFK(nmol/min /10⁴ cell)= $[\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V2 \times 10^9] \div (500 \times V1 \div V) \div T=1.29 \times \Delta A$

4、血清 PFK 活力计算:

酶活定义:每毫升血清每分钟催化 1nmol 果糖-6-磷酸和 1nmolATP 转化为 1nmol 果糖-1,6-二磷酸和 1nmol ADP 定义为一个酶活力单位。

PFK(nmol/min/mL)= $[\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V2 \times 10^9] \div V1 \div T = 643.1 \times \Delta A$

ε---NADH 摩尔消光系数, 6.22×10³ L/mol/cm; d---96 孔板光径, 0.5cm;

V---加入提取液体积, 1 mL; V1---加入样本体积, 0.02 mL;

V2---反应体系总体积, 2×10⁻⁴ L; T---反应时间, 5 min; 500---细菌或细胞总数, 万; W---样本质量, g;

Cpr---样本蛋白质浓度,mg/mL;建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。

网址: www.bpelisa.com