

果胶甲酯酶 (pectinesterase, PE) 试剂盒说明书

(货号: BP10416 滴定法: 48样 有效期: 6个月)

一、指标介绍:

果胶甲酯酶,属果胶酶系,亦称果胶酯酶、果胶氧化酶。催化水解果胶长链上的甲氧酯水解产生小分子物质果胶酸和甲醇,从而增加果胶在水中的溶解度。广泛存在于高等植物和可以降解细胞壁的细菌和 真菌中,起内源调控植物细胞壁上及细胞之间果胶含量的作用。

果胶甲酯酶 (PE) 催化水解果胶分子释放H+, 使反应体系的pH下降, 用碱液维持体系的pH始终保持在7.8(酚酞指示剂维持在粉红色), 通过碱消耗的NaOH 量反映果胶甲酯酶的活性。

二、试剂盒组成和配制:

试剂组分	试剂规格	存放温度	注意事项
提取液	液体 80mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	粉剂 5 瓶	4℃保存	每瓶: 1. 开盖前注意使试剂落入底部(可手动甩一甩); 2. 加入50mL蒸馏水于瓶中,混匀后于60℃加热溶解(中间可手动摇匀几次); 3. 保存周期与试剂盒有效期相同。
试剂二	粉剂1支	4℃避光 保存	 临用前 8000g 4°C 离心 2mim 使试剂落 入管底; 加入 1.5mL 乙醇溶解备用; 保存周期与试剂盒有效期相同。
试剂三	液体 15mL×1 瓶	4℃保存	1. 临用前稀释 10 倍使用, 如 1ml 试剂三加 9ml 蒸馏水; 2. 保存周期与试剂盒有效期相同。
试剂四	液体 25mL×1 瓶	4°C保存	1. 临用前稀释 10 倍使用, 如 1ml 试剂四加 9ml 蒸馏水; 2. 保存周期与试剂盒有效期相同。

三、实验器材:

研钵(匀浆机)、冰盒(制冰机)、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅(烘箱、培养箱、金属浴)、 离心管、蒸馏水(去离子水、超纯水均可)。

四、指标测定:

建议先选取 1-3 个差异大的样本(例如不同类型或分组)进行预实验,熟悉操作流程,根据预实验结果确定或调整样本浓度,以防造成样本或试剂不必要的浪费!

1、样本提取:

- ① 组织样本: 取 0.5g 组织样品 (叶片类样本可取 0.15g), 加 1.5mL 提取液冰浴研磨, 12000rpm、4°C离心 15min, 取全部上清液待测。
- 【注】:若酶活力太高,可降低样本取样质量W或将上清液稀释2-5倍后再进行测定,并在计算公式中乘以稀释倍数D。
 - ② 液体样本:可直接测定,或者适当稀释后测定。若浑浊,离心后取上清检测。

网址: www.bpelisa.com



③细菌/培养细胞: 先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取约 500 万细菌或细胞加入 1.5mL 提取液, 超声波破碎细菌或细胞(冰浴, 功率 20%或 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 12000rpm, 4℃离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】:若增加样本量,可按照细菌或细胞数量(10⁴个):提取液体积(mL)为 500:1 的比例进行提取。

- 2、检测步骤:
- ① 试剂一于37℃烘箱保温10min。
- ② 取出1mL的上清液转移至离心管或试管中。
- ③ 向离心管或试管中依次加25µL 试剂二, 4mL试剂一, 混匀, 并用试剂三调pH至7.8 (粉红色)。
- ④ 将离心管或试管于37℃ (水浴锅或恒温培养箱) 孵育60min。每隔20分钟用试剂四调节pH, 使其维持在7.8 (粉红色)。同时记录所消耗的试剂四的体积V2 (mL)。

五、结果计算:

1、按照样本质量计算:

酶活定义: 每克组织每小时消耗1μmol NaOH 定义为一个酶活单位U。

PE 活性(μ moL/h/g)= $20 \times V2 \div (V1 \div V \times W) \div T \times D = 30 \times V2 \div W \times D$

2、按照蛋白浓度计算:

酶活定义: 每毫克蛋白每小时消耗1µmol NaOH 定义为一个酶活单位U。

PE 活性(μmoL/h/mg prot)=20×V2÷(V1÷V×Cpr)÷T×D =30×V2÷Cpr×D

3、按照液体体积计算:

酶活定义: 每克组织每小时消耗1μmol NaOH 定义为一个酶活单位U。

PE 活性(μ moL/h/mL)= $20 \times V2 \div V1 \div T \times D = 30 \times V2 \times D$

4、按细菌/细胞密度计算:

酶活定义: 每1万个细菌或细胞每小时消耗 1μmol NaOH 定义为一个酶活单位 U。 PE 活性(μmoL/h/10⁴ cell)=20×V2÷(V1÷V×500)÷T×D =0.06×V2×D

V1---加入离心管或试管中的上清液体积, 1mL; V---提取液体积, 1.5mL;

V2---滴定所消耗的试剂四的量, mL; T---反应时间, 60 min=1h;

D---样品稀释倍数; W---样品质量, g; 20---试剂四的NaOH 浓度, 20μmol/mL;

500---细菌或细胞总数, 500万;

Cpr----上清液蛋白质浓度(mg/mL),建议使用本公司 BCA 蛋白质含量测定试剂盒。

网址: www.bpelisa.com