

# 二胺氧化酶(Diamine Oxidase, DAO) 试剂盒说明书

(货号: BP10043W 微板法 96样 有效期: 3 个月)

#### 一、指标介绍:

二胺氧化酶 (DAO, EC1.4.3.6) 广泛存在于动物、植物和微生物中。催化二胺氧化为醛, 其活性与核酸和蛋白合成密切相关。

该试剂盒通过 DAO 催化二胺产生醛和氨,生成的氨在谷氨酸脱氢酶的作用下与 $\alpha$ -酮戊二酸和还原型辅酶一(NADH)反应,使 NADH 氧化成 NAD+,通过检测 NADH 于 340nm 处的下降量计算得出 DAO 酶活性大小。

## 二、试剂盒组成和配置:

试剂组分	试剂规格	存放温度	注意事项
提取液	液体 100mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	粉体 1 支	4℃保存	1. 开盖前注意使粉体落入底部(可
			手动甩一甩);
			2. 加入 1.2mL 蒸馏水溶解备用。
			3. 保存周期与试剂盒有效期相同。
试剂二	粉体 3 支	-20℃保存	每支:
			1. 开盖前注意使粉体落入底部(可
			手动甩一甩);
			2. 加入 0.4mL 蒸馏水溶解备用,可
			分装后于-20℃保存。
试剂三	粉体 1 支	-20℃保存	1. 开盖前注意使粉体落入底部(可
			手动甩一甩);
			2. 加入 1.1mL 蒸馏水溶解备用,可
			分装后于-20℃保存。
试剂四	液体 13mL×1 瓶	4℃保存	
试剂五	粉剂×1 支	4℃保存	1. 临用前 8000g 4°C 离心 2mim
			使试剂落入管底;
			2. 加入 2ml 蒸馏水,分装冻存,避
			免反复冻融。

## 三、实验器材:

研钵(匀浆机)、冰盒(制冰机)、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅(烘箱、培养箱、金属浴)、 96 孔板、离心管、酶标仪、蒸馏水(去离子水、超纯水均可)。

#### 四、指标测定:

建议先选取 1-3 个差异大的样本(例如不同类型或分组)进行预实验,熟悉操作流程,根据预实验结果确定或调整样本浓度,以防造成样本或试剂不必要的浪费!

## 1、样本提取:

#### ① 动物组织样本:

称取约 0.1g 组织(水分充足的样本可取 0.5g),加入 1mL 提取液,进行冰浴匀浆。  $4^{\circ}C^{\times}12000rpm$  离心 10min,取上清,置冰上待测。

【注】: 若增加样本量,可按照组织质量(g):提取液体积(mL)为1:5~10的比例进行提取。

#### ② 细菌/细胞样本:

先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取约 500 万细菌或细胞加入 1mL

网址: www.bpelisa.com



提取液, 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 12000rpm 4 ℃ 离心 10min. 取上清,置冰上待测。

【注】: 若增加样本量,可按照细菌/细胞数量(10<sup>4</sup>):提取液(mL)为500~1000:1的比例进行提取。③ 血清等 ③液体样本:直接检测;若浑浊,离心后取上清检测。

## 2、检测步骤:

- ① 酶标仪预热 30min (等仪器过自检程序亦可), 调节波长至 340nm。所有试剂解冻至室温(25℃)。
- ② 试剂—和二和三和四可按照 10:10:10:130 预混成混合液(依据反应次数用多少混多少, **现配现用**), 加一次 160<sub>µ</sub>L 即可, 在 96 孔板中依次加入:

试剂组分 (μL)	测定管			
样本	20			
试剂一	10			
试剂二	10			
试剂三	10			
试剂四	130			
混匀, 30℃下孵育 5min				
试剂五	20			
混匀,30℃下,立即于 340nm 处读取吸				
光值 A1, 30min 后读取 A2, △A=A1-A2。				

【注】 若 $\triangle A$  差值较小,则需增加样本量 V1(如增至  $40\mu L$ ,则试剂四相应减少),或延长反应时间 T(如增加至 1h 或更长再读取 A2),则改变后的加样体积 V1 和反应时间 T 需加入计算公式重新计算。

## 五、结果计算:

## 1、按样本鲜重计算:

单位定义: 每克组织在每分钟内氧化 1nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

DAO 活力(nmol/min/g 鲜重)= $[\Delta A \times V2 \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (W \times V1 \div V) \div T = 107.2 \times \Delta A \div W$ 

2、按样本蛋白浓度计算:

单位定义: 每毫克组织蛋白在每分钟内氧化 1 nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

DAO 活力(nmol/min/mg prot)= $[\Delta A \times V2 \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (V1 \times Cpr) \div T = 107.2 \times \Delta A \div Cpr$ 

3、按液体体积计算:

单位定义: 每毫升液体每分钟内氧化 1nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

DAO 活力(nmol/min/mL)=[ $\Delta A \times V2 \div (\epsilon \times d) \times 10^9$ ] $\div V1 \div T = 107.2 \times \Delta A$ 

4、按细胞数量计算:

单位定义:每10<sup>4</sup>个细胞每分钟内氧化1nmolNADH定义为一个酶活力单位。

DAO 活力(nmol/min/ $10^4$  cell)=[ $\Delta A \times V2 \div (\epsilon \times d) \times 10^9$ ]÷( $500 \times V1 \div V$ )÷T= $107.2 \times \Delta A \div 500$ 

V---加入提取液体积, 1 mL; V1---加入样本体积, 0.02mL; d---96 孔板光径, 0.5cm;

V2---反应体系总体积, 2×10<sup>-4</sup> L; ε---NADH 摩尔消光系数, 6.22×10<sup>3</sup> L/mol/cm;

W---样本质量, g; T---反应时间, 30min; 500---细胞数量, 万;

Cpr---蛋白浓度 (mg/mL), 建议使用本公司的 BCA 蛋白含量测定试剂盒。

网址: www.bpelisa.com

