

土壤铵态氮试剂盒说明书

(货号: BP10112W 微板法 96样 有效期: 6个月)

一、指标介绍:

氮元素以铵根离子的形态存在并流通于土壤中,为土壤铵态氮。其溶解度大,易被植物吸收,所以常被用作化肥。本试剂盒采用氯化钾溶液浸提,浸提液中的铵态氮在强碱的环境下与次氯酸盐和苯酚作用,生成水溶性染料靛酚蓝,溶液颜色稳定。其在 625nm 处有特征吸收峰,吸光值与铵态氮含量成正比。

二、试剂盒组分与配制:

试剂组分	试剂规格	存放温度	注意事项
提取液	液体 110mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	液体 12mL×1 瓶	4℃避光保存	
试剂二	A: 液体 3mL×4 瓶 B: 液体 1 支	4℃保存	1. 临用前取26µL的B液进一瓶A 液中,混匀后作为试剂二使用;
		4℃避光保存	2. 混匀后的试剂二于一周内用完。
试剂三	液体 2mL×1 支	4℃保存	
标准品	液体 1mL×1 支	4℃保存	1. 若重新做标曲,则用到该试剂;
			2. 按照说明书中标曲制作步骤进
			行配制;
			3. 溶解后的标品一周内用完。

三、实验器材:

研钵(匀浆机)、冰盒(制冰机)、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅(烘箱、培养箱、金属浴)、 96 孔板、离心管、酶标仪、蒸馏水(去离子水、超纯水均可)。

四、指标测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定,了解本批样本情况,熟悉实验流程,避免实验样本和试剂 浪费!

1、样本提取:

称取约 0.1g 新鲜土样, 加入 1mL 提取液, 涡旋混匀, 室温振荡提取 1h, 12000rpm 常温离心 10min, 取上清液。

2、 检测步骤:

- ① 酶标仪预热 30min, 设置温度在 25℃, 设定波长为 625nm。
- ② 所有试剂在使用前均须在室温或 25℃水浴锅中温育 10min。
- ③ 在96孔板中按照下表依次加入试剂:

试剂 (μL)	测定管	空白管 (仅做一次)
样本	20	
提取液		20
试剂一	100	100
试剂二	100	100

网址: www.bpelisa.com




充分混匀,25℃静置 1h				
试剂三 20		20		
充分混匀,于 625nm 处测定吸光值,分别记为 A 测定管和 A 空白管,				
ΔA=A 测定管-A 空白管。				

【注】若 \triangle A 在零附近徘徊,可增加土壤质量 W(如增至 0.3g),或在反应阶段增加样本加样量 V1(如增至 80μ L,则试剂一和试剂二分别减至 70μ L,总体积保持不变),改变后的 W 和 V1 需重新代入公式计算。

五、结果计算:

1、标准曲线: y = 6.2036x - 0.019; x 是标准品质量 (μg), y 是 ΔA 。



2、NH₄+-N 含量(mg/kg 鲜土)=[(△A+0.019)÷ 6.2036]÷(W×V1÷V) =8.06×(△A+0.019)÷W

V1---反应体系中加入样本体积, 0.02mL;

V---加入提取液体积, 1mL;

W---样本质量, g。

附:标准曲线制作过程:

- 1 标准品母液 (1mg/mL 的氮):
- 2 把母液用蒸馏水稀释成以下浓度梯度的标准品: 0, 2,4,6, 8,10 μg/mL。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 3 按照测定管操作表加样操作、依据结果制作标准曲线。

附:标准曲线制作过程:

- 1 标准品母液浓度为 1mg/mL。将母液用蒸馏水稀释成六个浓度梯度的标准品,例如: 0, 2,4,6, 8,10 μg/mL。也可根据实际样本调整标准品浓度。
- 2 标品稀释参照表如下:
- 1. 吸取标准品母液 100uL,加入 900uL 蒸馏水,混匀得到 100ug/mL 的标品稀释液;
- 2. 再吸取 100ug/mL 的标品稀释液 100ul, 加入 900ul 蒸馏水, 混匀得到 10μg/mL 的标品稀释液备用。

				. , ,,,,		
标品浓度 μg/mL	0	2	4	6	8	10
标品稀释液 uL	0	40	80	120	160	200
水 uL	200	160	120	80	40	0
各标准管混匀待用。						

网址: www.bpelisa.com



3 依据测定管的加样表操作,根据结果,以各浓度吸光值减去0浓度吸光值,过0点制作标准曲线。

试剂名称 (μL)	标准管	0 浓度管(仅做一次)		
标品	20			
蒸馏水		20		
试剂一	100	100		
试剂二	100	100		
充分混匀,25℃静置 1h				
试剂三	20	20		
充分混匀,于 625nm 处测定吸光值,△A=A 测定-0 浓度管。				

网址: www.bpelisa.com