

# 蔗糖磷酸化酶(Sucrose Phosphorylase, SP)试剂盒说明书

(货号: BP10285W 微板法 96样 有效期: 6个月)

### 一、指标介绍:

蔗糖磷酸化酶(EC2.4.1.7)主要存在微生物和植物中,是一种葡萄糖基转移酶,催化葡萄糖基转移到果糖、木糖、半乳糖和鼠李糖等,合成相应的葡萄糖基低聚糖。在食品、化妆品、医药行业具有广泛应用。

本试剂盒提供一种简单,灵敏,快速的测定方法: 蔗糖磷酸化酶以磷酸为受体,催化蔗糖产生 1-磷酸葡萄糖,在相应酶混合物的作用下使 NADP<sup>+</sup>还原成 NADPH,进而与特异的显色剂反应,产生在 450nm 有最大吸收峰的黄色物质,可算出蔗糖磷酸化酶(SP)的活性大小。

## 二、试剂盒的组成和配制:

| 试剂组分 | 试剂规格         |        | 注意事项  |
|------|--------------|--------|---|
|      |              |        | (工心 チンス   |
| 提取液  | 液体 110mL×1 瓶 | 4℃保存   |   |
| 试剂一  | 液体 15mL×1 瓶  | 4℃保存   |   |
| 试剂二  | 液体 1 支       | -20℃保存 | 1. 临用前 8000g 4° C 离心 2mim 使 试剂落入管底(可手动甩一甩); 2. 加入 1.1mL 蒸馏水溶解,可-20°C 分装冻存。          |
| 试剂三  | 粉剂 1 支       | 4℃避光保存 | 1. 临用前 8000g 4° C 离心 2mim 使 试剂落入管底(可手动甩一甩); 2. 加入 1.1mL 蒸馏水溶解,可-20°C 分装冻存。          |
| 试剂四  | 液体 1.1mL×1 支 | 4℃避光保存 |   |
| 试剂五  | 粉剂 1 瓶       | 4℃保存   | 1. 开盖前注意使粉剂落入底部(可手动甩一甩);<br>2. 加入 5.3mL 蒸馏水溶解,仍 4°C保存。                              |
| 标准品  | 粉剂 1 支       | -20℃保存 | <ol> <li>若重新做标曲,则用到该试剂;</li> <li>按照说明书中标曲制作步骤进行配制;</li> <li>溶解后的标品一周内用完。</li> </ol> |

### 三、实验器材:

研钵(匀浆机)、冰盒(制冰机)、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅(烘箱、培养箱、金属浴)、 96 孔板、离心管、酶标仪、蒸馏水(去离子水、超纯水均可)。

#### 四、指标测定:

建议先选取 1-3 个差异大的样本(例如不同类型或分组)进行预实验,熟悉操作流程,根据预实验结果确定或调整样本浓度,以防造成样本或试剂不必要的浪费!

#### 1、样本提取:

① 组织样本: 称取约 0.1g 组织, 加入 1mL 提取液, 进行冰浴匀浆, 12000rpm, 4℃离心 10min, 取上清液置于冰上待测。

【注】: 若增加样本量,可按照组织质量(g):提取液体积(mL)为1:5~10的比例进行提取

② 细菌/真菌样本: 取约 500 万个细胞, 加入 1mL 提取液, 冰浴超声破碎细胞 (功率 300w, 超声 3S, 间隔 5S, 总时间 3min); 12000rpm, 4°C离心 10min, 取上清液置冰上待测。

【注】:若增加样本量,按照细胞数量(10<sup>4</sup>个):提取液体积(mL)为500~1000:1的比例进行提取

#### 2、检测步骤:

网址: www.bpelisa.com



- ① 酶标仪预热 30min. 调节波长至 450nm。S
- ② 所有试剂在检测前解冻至常温(25℃)状态。在96孔板中依次加入:


| 试剂组分(μL)         | 测定管             |  |  |
|------------------|-----------------|--|--|
| 样本               | 10              |  |  |
| 试剂—              | 110             |  |  |
| 试剂二              | 10              |  |  |
| 试剂三              | 10              |  |  |
| 试剂四              | 10              |  |  |
| 试剂五              | 50              |  |  |
| 室温 (25℃) 下反应 湿匀后 | 立即于450nm 处读取吸光值 |  |  |

室温 (25°C) 下反应, 混匀后, 立即于 450nm 处读取吸光值 A1, 40S 后读取 A2。ΔA=A2-A1。

- 【注】: 1 若 $\Delta A$  值在零附近,可以适当延长反应时间,每隔 20s 读取一次吸光值,选择吸光值呈线性增长的一段反应时间 T,重新确定的 T 需代入计算公式重新计算。
  - 2 若样本做特殊处理或本身含有高浓度的还原型物质(如维生素 C 等,),需加设一个样本自身 对照(对照加样顺序: $10\mu$ L 样本+ $160\mu$ L 试剂—+ $10\mu$ L 试剂二+ $10\mu$ L 试剂三+ $10\mu$ L 试剂三)

## 五、结果计算:

1、标准曲线方程: y = 0.0881x - 0.0143, x 是 NADPH 摩尔质量: nmol,y 是ΔA。



#### 2、按照蛋白浓度计算

单位定义: 在 25°C条件下,每毫克蛋白质每分钟催化产生 1nmol NADPH 为一个酶活单位。 SP 活性(nmol/min/mg prot)=[(ΔA+0.0143)÷0.0881]÷(Cpr×V1)÷T=1702.6×(ΔA+0.0143)÷Cpr

### 3、按照样本质量计算

单位定义: 在 25°C条件下,每克样本每分钟催化产生 1nmol NADPH 为一个酶活单位。 SP 活性(nmol/min/g 鲜重)=[(ΔA+0.0143)÷0.0881]÷(W×V1÷V)÷T=1702.6×(ΔA+0.0143)÷W

## 4、按照细胞/真菌数量计算

单位定义:在  $25^{\circ}$ C条件下,每  $10^4$ 个细胞每分钟催化产生 1nmol NADPH 为一个酶活单位。SP 活性(nmol/min/ $10^4$  cell)=[( $\Delta$ A+0.0143)÷0.0881]÷( $500\times$ V1÷V)÷T= $3.41\times$ ( $\Delta$ A+0.0143)

V---加入提取液体积, 1 mL; V1---反应体系中样本体积, 0.01mL;

W---样本质量, g; T---反应时间, 40s=2/3 min;

500---细胞/真菌数量, 万;

Cpr---蛋白浓度,mg/mL;建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。

附:标准曲线制作过程:

网址: www.bpelisa.com



- 1 向标准品 EP 管里面加入 0.6mL 蒸馏水(母液需在两天内用且-20°C保存),标准品母液浓度为  $1nmol/\mu L$ 。将母液用蒸馏水稀释成六个浓度梯度的标准品,例如: 0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.  $nmol/\mu L$ 。 也可根据实际样本调整标准品浓度。
- 2 标品稀释参照表如下:

| 标品浓度      | 0   | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8  | 1   |  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|-----|--|
| nmol/μL   | O   | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.6  | 1   |  |
| 标品稀释液     | 0   | 40  | 9.0 | 120 | 1.00 | 200 |  |
| uL        | 0   | 40  | 80  | 120 | 160  | 200 |  |
| 水 uL      | 200 | 160 | 120 | 80  | 40   | 0   |  |
| 各标准管混匀待用。 |     |     |     |     |      |     |  |

3 依据加样表操作,根据结果,以各浓度吸光值减去0浓度吸光值,过0点制作标准曲线。

| 试剂名称(μL) | 标准管 | 0 浓度管(仅做一次) |
|----------|-----|-------------|
| 标品       | 10  |             |
| 蒸馏水      |     | 10          |
| 试剂一      | 110 | 110         |
| 试剂二      | 10  | 10          |
| 试剂三      | 10  | 10          |
| 试剂四      | 10  | 10          |
| 试剂五      | 50  | 50          |
|          |     |             |

25℃下反应,混匀后,立即于 450nm 处读取吸光值 A, △A=A 测定-0 浓度管。

网址: www.bpelisa.com