

# 植物二磷酸核酮糖羧化酶(Rubisco)试剂盒

(货号: BP10450F 紫外法 48样 有效期: 3个月)

### 一、指标介绍:

核酮糖-1,5-二磷酸核酮糖羧化酶(Rubisco, EC 4.1.1.39)是植物光合作用中的一个关键酶,既控制着 $CO_2$ 的固定,同时又制约着碳素向Calvin循环和光呼吸循环分流,其活性的大小直接影响着光合速率,初始活性可反映体内酶的活化状态,总活性为体内已活化的酶加上潜在活化的酶活性。

在 Rubisco 的催化下, 1 分子的核酮糖-1, 5-二磷酸(RuBP)与 1 分子的  $CO_2$  结合, 产生 2 分子的 3-磷酸甘油酸(PGA),在 3-磷酸甘油酸激酶和甘油醛-3-磷酸脱氢酶的共同作用下, 产生甘油醛-3-磷酸,并使还原型辅酶 I (NADH) 氧化。因此,通过检测 340nm 下 NADH 的下降速率,即可得出 Rubisco 的酶活性大小,为了使 NADH 的氧化和  $CO_2$  的固定同步。本试剂盒加入了 ATP 再生系统。

# 二、试剂盒的组成和配制:

试剂组分	试剂规格	存放温度	注意事项
提取液	液体 50mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	粉剂 3 支	-20℃保存	每支: 1. 临用前 8000g 4°C 离心 2mim 使试剂 落入管底; 2. 加入 0.75mL 蒸馏水溶解备用。用不完的 试剂分装后保存,禁止反复冻融,三天内用 完。
试剂二	液体 1 瓶	-20℃保存	每瓶: 1. 临用前 8000g 4°C 离心 2mim 使试剂
试剂三	粉剂1瓶	4℃保存	落入管底; 2. 分别加 2.1mL 蒸馏水溶解备用。用不完的试剂分装后保存,禁止反复冻融。
试剂四	液体 25mL×1 瓶	4℃保存	
试剂五	液体 1 瓶	-20℃保存	<ol> <li>临用前加 2ml 蒸馏水;</li> <li>一次性用不完可分装保存于-20℃。</li> </ol>

【注】本试剂盒仅提供48个样本的初始活性检测或者48个样本的总活性检测。

#### 三、实验器材:

研钵(匀浆机)、冰盒(制冰机)、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅(烘箱、培养箱、金属浴)、 1ml 石英比色皿、离心管、紫外分光光度计、蒸馏水(去离子水、超纯水均可)。

### 四、指标测定:

建议先选取 1-3 个差异大的样本(例如不同类型或分组)进行预实验,熟悉操作流程,根据预实验结果确定或调整样本浓度,以防造成样本或试剂不必要的浪费!

### 1、样本提取:

- ① 组织样本: 称取约 0.1g 组织样本,加入 1mL 提取液,冰浴匀浆,12000rpm,4℃离心 10min,取上清,置冰上待测。
- 【注意】 若样本颜色较深(如植物叶片),可引起起始值 A1 值较大如超过 1.5,可在样本提取过程中增加除色素步骤: 取约 0.2g 组织(水分充足的样本可取 1g),加入 1mL 的 80%乙醇冰浴匀浆,12000rpm,4 $^{\circ}$ 飞离心 10min,弃掉色素较深的上清液;以上除色素步骤重复 2 次。最后向离心得到的沉淀中加入 1mL 提取液,混匀或再次冰浴匀浆,12000rpm,4 $^{\circ}$ 飞离心 10min,取上清置冰上待测。
- ② 细菌/细胞样本: 先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液, 超声波破碎细菌或细胞(冰浴, 功率 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 12000rpm

网址: www.bpelisa.com



4℃离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】:若增加样本量,可按照细菌/细胞数量(10<sup>4</sup>):提取液(mL)为 500~1000:1 的比例进行提取。

#### 2、检测步骤:

- ① 紫外分光光度计预热 30min 以上,调节波长至 340nm,蒸馏水调零。
- ② 提示: 一般以检测初始活性为主。若检测总活性则该试剂盒从可以检测 48 个样本减少为 24 个样本。
- ③ 所有试剂解冻至室温 (25℃), 在 1mL 石英比色皿 (光径 1cm) 中依次加入:

试剂五	40	40
		混匀, 25℃孵育 15min
试剂四	500	500
试剂三	40	40
试剂二	40	40
试剂一	40	40
样本	30	30
试剂组分(μL)	初始活性测定管	总活性测定管

轻轻混匀, 室温 (25°C) 条件下, 于 340nm 处检测, 10s (待反应 体系稳定) 时读取 A1, 10 min 后读取 A2, ΔA=A1-A2。

- 【注】 1.初始活性测定管,加完试剂五后立即按照操作说明书检测;总活性测定管于 25℃孵育 15min 后再加试剂 五、再按照操作说明书检测;
  - 2.若 10s 后反应体系未稳定可延长到 1min 后再读值。
  - 3.若 $\Delta A$  在零附近,可适当延长反应时间 T(如由 10min 延长到 20min 后读 A2),或增加 V1(由 30 $\mu L$  增至 60 $\mu L$ ,则试剂四相应减少),则改变后的 T 和 V1 需代入公式重新计算。
  - 4.若 A1 值太大如超过 2(如颜色较深的植物叶片,一般色素较高,则起始值相对会偏高),可适当减少样本加样量 V1(由  $30\mu L$  减至  $10\mu L$ ,可用蒸馏水补充),则改变后的 V1 需代入公式重新计算。
  - 5. 岩 $\Delta A$  值大于 0.4,则需减少反应时间 T(如减至 5min),则改变后 T 需代入公式重新计算。
  - 6.若下降趋势不稳定,可以每隔 20S 读取一次吸光值,选取一段线性下降的时间段来参与计算,相对应的 A 值也代入计算公式重新计算。

# 五、结果计算:

#### 1、按样本蛋白浓度计算:

单位定义: 每毫克组织蛋白在每分钟内氧化 1 nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

Rubisco 活力(nmol/min /mg prot)= $[\Delta A \times V2 \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (V1 \times Cpr) \div T = 369.8 \times \Delta A \div Cpr$ 

单位定义:每毫克组织蛋白在每分钟内固定 1 nmol CO2 定义为一个酶活力单位。

Rubisco 活力(nmol CO<sub>2</sub>/min/mg prot)= $[\Delta A \times V2 \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (V1 \times Cpr) \div 2 \div T = 184.9 \times \Delta A \div Cpr$ 

#### 2、按样本鲜重计算:

单位定义: 每克组织在每分钟内氧化 1nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

Rubisco 活力(nmol/min/g 鲜重)=[ΔA×V2÷(ε×d)×10<sup>9</sup>]÷(W×V1÷V)÷T=369.8×ΔA÷W

单位定义: 每毫克组织蛋白在每分钟内固定 1 nmol CO<sub>2</sub> 定义为一个酶活力单位。

Rubisco 活力(nmol CO<sub>2</sub>/min/mg prot)=[ $\Delta A \times V2 \div (\epsilon \times d) \times 10^9$ ]÷( $W \times V1 \div V$ )÷2÷T=184.9× $\Delta A \div Cpr$ 

## 3、按细胞数量计算:

单位定义:每 $10^4$ 个细胞每分钟内氧化1nmolNADH定义为一个酶活力单位。 Rubisco活力 $(nmol/min/10^4 cell)=[\Delta A \times V2 \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (500 \times V1 \div V) \div T=369.8 \times \Delta A \div 500$ 

网址: www.bpelisa.com



V--加入提取液体积, $1\,\mathrm{mL}$ ; V1--加入样本体积, $0.03\mathrm{mL}$ ; d--光径, $1\mathrm{cm}$ ; V2--反应体系总体积, $6.9\times10^4\,\mathrm{L}$ ;  $\epsilon$ --NADH 摩尔消光系数, $6.22\times10^3\,\mathrm{L/mol/cm}$ ; W--样本质量,g; 2--每固定  $1\,\mathrm{nmol}\,\mathrm{CO}_2$  有  $2\,\mathrm{nmol}\,\mathrm{NADH}$  被氧化; T--反应时间, $10\mathrm{min}$ ; 500--细胞数量,万; Cpr--蛋白浓度( $\mathrm{mg/mL}$ ),建议使用本公司的 BCA 蛋白含量测定试剂盒。

网址: www.bpelisa.com