

抗坏血酸过氧化物酶(Ascorbate peroxidase,APX)试剂盒说明书

(货号: BP10451W 微板法 96样 有效期: 6个月)

一、指标介绍:

抗坏血酸过氧化物酶 (APX; EC 1.11.1.11)也称维生素 C 过氧化物酶,是植物细胞中防御外界氧化胁 迫和植物本身活性氧代谢的重要抗氧化酶类,在降低 H_2O_2 对植物细胞产生氧化损伤方面起关键作用。 抗坏血酸过氧化物酶 (APX) 首先与 H_2O_2 形成中间复合物,中间复合物接着氧化 AsA,因此 APX 与 AsA 具有一定的负相关性,通过测定 AsA 氧化速率,来计算 APX 酶活性。

二、测试盒组成和配制:

试剂组分	试剂规格	存放温度	注意事项
提取液	液体 120mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	液体 20mL×1 瓶	4℃保存	
试剂二	粉剂 3 支	4℃保存	每支: 1. 开盖前注意使粉体落入底部(可手动甩一甩); 2. 加入 1.5mL 蒸馏水充分溶解,用不完的试剂分装后-20°C保存(可保存一个月),禁止反复冻融,解冻后可4°C保存并一周内使用完。
试剂三	液体 2.5mL×1 瓶	4℃避光保存	

三、实验器材:

研钵(匀浆机)、冰盒(制冰机)、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅(烘箱、培养箱、金属浴)、 96 孔板(UV 板)、离心管、酶标仪、蒸馏水(去离子水、超纯水均可)。

【注】: 普通酶标板只能透过可见光,不能透过紫外光,检测波长小于 340nm 必须使用 UV 板

四、指标测定:

建议先选取 1-3 个差异大的样本(例如不同类型或分组)进行预实验,熟悉操作流程,根据预实验结果确定或调整样本浓度,以防造成样本或试剂不必要的浪费!

1、样本提取:

称取约 0.1g 组织(水分充足的样本可取 0.5g),加入 1mL 提取液,进行冰浴匀浆。12000rpm,4℃ 离心 <math>20min,取上清置冰上待测。

【注意】 若样本颜色较深(如植物叶片),可引起起始值 A1 值较大如超过 2,可在样本提取过程中增加除色素步骤: 取约 0.2g 组织(水分充足的样本可取 1g),加入 90%乙醇冰浴匀浆,12000rpm, 4°C离心 10min,弃掉色素较深的上清液;以上除色素步骤重复 2 次。最后向离心得到的沉淀中加入 1mL 提取液,混匀或再次冰浴匀浆,12000rpm,4°C离心 10min,取上清置冰上待测。

2、检测步骤:

- ① 酶标仪预热 30 min 以上,调节波长到 290nm,设定震荡时间 5s。
- ② 试剂-放 25°C水浴中预热 30min (如果实验室温度达到 25°C以上,可以静置 30min)
- ③ 依次在96孔板中加入:

试剂组分(μL)	测定管
样本	20
试剂一	140
试剂二	20
试剂三	20

网址: www.bpelisa.com



混匀, 25℃条件下, 在 290nm 处, 分别于 30 s 和 5min30 s 处读取吸光值 A, 相应记为 A1 和 A2, △A=A1-A2。

- 【注】1.若 \triangle A 值小于 0.01,可适当延长反应时间 T(如由 5min30s 延长到 10min30s 或更长时间读取 A2)。或适当加大样本量 V1(如由 20 μ L 增至 40 μ L,则试剂一相应减少),则改变后的 T 和 V1 需代入公式重新计算。
 - 2.若起始值 A 太大如超过 2(如颜色较深的植物叶片,一般色素较高,则起始值相对会偏高),可对叶片进行除色素处理(参考样本提取阶段注意事项)或适当减少样本加样量 V1(如由 $20\mu L$ 减至 $10\mu L$,则试剂一相应增加),则改变后的 V1 需代入公式重新计算。
 - 3.若下降趋势不稳定,可以每隔 10S 读取一次吸光值,选取一段线性下降的时间段来参与计算,相对应的 A 值也代入计算公式重新计算。

五、结果计算:

1、按样本蛋白浓度计算:

酶活定义: 25°C条件下,每毫克蛋白每分钟氧化 1μmol AsA 为 1 个酶活单位。 APX(μmol /min/mg prot)=[ΔA÷(ε×d)×V2×10⁶]÷(Cpr×V1)÷T=1.43×ΔA÷Cpr

2、按样本质量计算:

酶活定义: 25° C条件下,每克组织每分钟氧化 1μ mol AsA 为 1 个酶活单位。 APX(μ mol /min/g 鲜重)=[Δ A÷(ϵ ×d)×V2× 10^6]÷(W×V1÷V)÷T=1.43× Δ A÷W

ε---AsA 在 290nm 处摩尔吸光系数为 2.8×10³ L/mol/cm;

d---96 孔板光径 (cm), 0.5 cm;

 10^6 ---1mol=1×10⁶µmol;

W---样品质量, g;

V---提取液体积, 1 mL;

V1---加入反应体系中上清液体积 (mL), 20μL=0.02mL;

V2---反应体系总体积(L), 200μL=2×10-4 L;

T---催化反应时间 (min) , 5min;

Cpr---蛋白浓度(mg/ml), 建议使用本公司 BCA 蛋白质含量测定试剂盒。

网址: www.bpelisa.com