

总抗坏血酸(TAA)含量测定试剂盒说明书

(货号: BP10452F-48 分光法 48样)

一、指标介绍:

总抗坏血酸 (TAA) 包括还原型和脱氢型抗坏血酸,其中还原型抗坏血酸易被氧化为脱氢型抗坏血酸,后者与 2,4-二硝基苯肼作用生成可溶于硫酸的红色脎,该红色物质在 520nm 下有最大吸收峰,进而计算得到总总抗坏血酸 (TAA) 含量。

二、试剂盒的组成和配制:

试剂组分	试剂规格	存放温度	注意事项
提取液	液体 60mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	粉剂 1 瓶	4℃避光 保存	 1. 开盖前注意使粉体落入底部(可手动甩一甩); 2. 加入 25ml 的 25%硫酸,混匀,4℃保存。
标准品	粉剂 1 支	4℃保存	 若重新做标曲,则用到该试剂; 按照说明书中标曲制作步骤进行配制; 溶解后的标品一周内用完。

三、实验器材:

研钵(匀浆机)、冰盒(制冰机)、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅(烘箱、培养箱、金属浴)、 1ml 比色皿、离心管、分光光度计、**浓硫酸**、蒸馏水(去离子水、超纯水均可)。

四、指标测定:

建议先选取 1-3 个差异大的样本(例如不同类型或分组)进行预实验,熟悉操作流程,根据预实验结果确定或调整样本浓度,以防造成样本或试剂不必要的浪费!

1、样本提取:

① 组织样本:

称取约 0.3g 组织(水分充足的样本取约 0.5g 组织),加入 1mL 提取液,进行冰浴匀浆。12000rpm, 4 ℃ 离心 10min,取上清,置冰上待测。

【注】:若增加样本,可按照组织质量(g):提取液体积(mL)为 1: $5\sim10$ 的比例进行提取

② 液体样本: 直接检测。若浑浊、离心后取上清检测。

2、检测步骤:

- ① 分光光度计预热 30 min, 调节波长到 520 nm, 蒸馏水调零。
- ② 依次在 EP 管中依次加入:

试剂组分 (μL)	测定管	对照管	
样本	80	80	
试剂一	240		
38℃(恒温培养箱或水浴锅),孵育 3 小时			
试剂一		240	
85%硫酸 (务必在冰上缓慢加入)	560	560	


混匀, 室温 25℃静置 20min (准确时间)。液体全部转移至 1mL 玻璃比色皿中,于 520nm 处分别读取 A 值, ΔA=A 测定-A 对照(每个测定管需要一个对照管)

网址: www.bpelisa.com



五、结果计算:

1、标准曲线方程: y=0.0263x-0.0134, x 是标准品 VC 质量(μg), y 是 ΔA 。



2、 按蛋白浓度计算

TAA (μ g/mg prot) = [(\triangle A+0.0134) \div 0.0263] \div (Cpr×V1) ×D=475.3×(\triangle A+0.0134) \div Cpr×D

3、按样本质量计算

TAA (μg /g 鲜重) =[(△A+0.0134) ÷0.0263]÷(W×V1÷V) ×D = 475.3×(△A+0.0134)÷W×D

4、按液体体积计算

TAA (μ g /mL) =[(\triangle A+0.0134) \div 0.0263] \div V1×D =475.3×(\triangle A+0.0134) ×D

V----加入提取液体积, 1 mL;

V1----加入反应体系中上清液体积, 0.08mL;

W----样品质量 (g);

D----稀释倍数, 若没有稀释即为 1;

Cpr----上清液蛋白质浓度,mg/mL;建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。

附:标准曲线制作过程:

- 1 向标准品中加入 2mL 蒸馏水, 充分溶解, (母液需在两天内用且-20℃保存), 标准品母液浓度为 0.5mg/mL。将母液用蒸馏水稀释成六个浓度梯度的标准品, 例如: 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. mg/mL。也可根据实际样本调整标准品浓度。
- 2 标品稀释参照表如下:

13 88 13	111 2 /// 24/// 1					
标品浓度 mg/mL	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
标品稀释液 uL	0	40	80	120	160	200
水 uL	200	160	120	80	40	0

3 依据测定管的加样表操作,根据结果,以各浓度吸光值减去0浓度吸光值,过0点制作标准曲线。

试剂名称(μL)	标准管	0 浓度管(仅做一次)
标品	80	
蒸馏水		80
试剂一	240	240

网址: www.bpelisa.com



38℃(恒温培养箱或水浴锅),孵育 3 小时			
85%硫酸 (务必在冰上缓慢 加入)	560	560	

混匀, 室温 25℃静置 20min (准确时间)。液体全部转移至 1mL 玻璃比色皿中,于 520nm 处分别读取 A 值, △A=A 测定-0 浓度管。

网址: www.bpelisa.com